

E 942/3

Modul

za optimalan prihvat do 116 pipeta.



- Prikladno za 116 pipeta visine do 580 mm
- Dimenzija pretinca ?? x ??

EAN: 4002514605036 / Materijal: 07459390 / Stari broj materijala: 69594204D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PG 8527	•
PG 8528	•
Kategorija proizvoda	
Umetak/modul za pipete	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada pipeta/bočica	•
Kapacitet	
Pipete [broj]	116
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	279
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	558
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	352
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	420
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	550
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	570
Neto masa u kg	35,00
Bruto masa u kg	45,00