

E 943/2

Modul

za optimalan prihvat staklenog posuđa uskog grla 100 - 500 ml.



- 32 sapnice (E 351) 4 x 160 mm sa blokadom (E 353)

EAN: 4002514605043 / Materijal: 07459400 / Stari broj materijala: 69594303D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PG 8527	•
PG 8528	•
Kategorija proizvoda	
Umetak/modul za staklenke uskog grla	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Kapacitet	
Staklenke s uskim grlom [broj]	32
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	190
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	558
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	352
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	180
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	560
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	550
Neto masa u kg	6,50
Bruto masa u kg	7,50