

E 944/2

Modul

za optimalan prihvat staklenog posuđa uskog grla 500 - 1.000 ml.



- 15 sapnica (E 352) 6 x 220 mm sa blokadom (E 354)

EAN: 4002514605050 / Materijal: 07459410 / Stari broj materijala: 69594403D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Umetak/modul za staklenke uskog grla	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
<b>Područje primjene</b>	
Obrada laboratorijskog stakla	•
<b>Kapacitet</b>	
Staklenke s uskim grlom [broj]	15
<b>Standardni električni priključak</b>	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	250
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	558
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	352
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	180
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	550
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	570
Neto masa u kg	3,92
Bruto masa u kg	4,42