

DGG 7

Neperforirana posuda za pripremu na pari
za sve parne pećnice DG osim DG 7000.

EAN: 4002513476262 / Materijal: 08019361 / Stari broj materijala: 22899611D



- za pripremu jela u umacima, temeljcima kao i u vodi
- primjerice tjestenina, riža, juhe i nabujci
- Zapremnina: 4,0 l, iskoristive zapremnine: 2,8 l
- Vanjske dimenzije Š x D x V: 325 x 176 x 100 mm
- Profesionalni pribor proizveden u Europi