

DGGL 8

Perforirana posuda za pripremu na pari
za sve parne pećnice DG osim DG 7000.

EAN: 4002513714548 / Materijal: 08227240 / Stari broj materijala: 22899627D



- Za pripremu povrća, ribe, mesa i krumpira bez temeljca
- Savršeno za odmrzavanje zamrznutih namirnica
- Zapremnina: 2,0 l, iskoristive zapremnine: 1,7 l
- Vanjske dimenzije Š x D x V: 325 x 265 x 40 mm
- Profesionalni pribor proizveden u Europi