

## DGG 20

Neperforirana posuda za pripremu na pari

Za pripremu jela u umacima, temeljcima, vodi (npr. riža, tjestetina).

EAN: 4002515060650 / Materijal: 08246340 / Stari broj materijala: 23996112D



- Zapremnina: 2,4 l, iskoristive zapremnine: 1,8 l
- Vanjske dimenzije Š x D X V: 450 x 190 x 40 mm
- Površine od plemenitog čelika, debljine stjenke 0,6 mm
- Profesionalni pribor proizveden u Europi
- Po mjeri za Miele kombiniranu parnu pećnicu