

DGGL 12

Perforirana posuda za pripremu na pari
za blanširanje povrća, ribe, mesa i krumpira i pripremu na pari, te mnogo toga.

EAN: 4002514849904 / Materijal: 08249430 / Stari broj materijala: 23996108D



- Zapremnina: 5,4 l, iskoristive zapremnine: 3,3 l
- Vanjske dimenzije Š x D X V: 448 x 386 x 40 mm
- Površine od plemenitog čelika, debljine stjenke 0,6 mm
- Profesionalni pribor proizveden u Europi
- Po mjeri za Miele kombiniranu parnu pećnicu