

DGGL 20

Perforirana posuda za pripremu na pari
za blanširanje povrća, ribe, mesa i krumpira i pripremu na pari, te mnogo toga.

EAN: 4002515014509 / Materijal: 08285410 / Stari broj materijala: 23996111D



- Zapremnina: 2,4 l, iskoristive zapremnine: 1,8 l
- Vanjske dimenzije Š x D X V: 450 x 190 x 40 mm
- Površine od plemenitog čelika, debljine stjenke 0,6 mm
- Profesionalni pribor proizveden u Europi
- Po mjeri za Miele kombiniranu parnu pećnicu