

E 339/1

Umetak

za optimalan prihvat do 12 podložaka i pladnjeva.



- Prikladno za 12 podmetača ili podložaka
- Opremljeno sa 13 držača (12 pretinaca).
- Maksimalna veličina pladnja iznosi 290 x 20 mm

EAN: 4002515094860 / Materijal: 09233840 / Stari broj materijala: 69533902D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Termo-dezinfektori	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Umetak za podloške	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Broj pretinaca	12
<b>Kapacitet</b>	
Podlošci/Pladnjevi [broj]	12
<b>Standardni električni priključak</b>	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	115
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	305
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	498
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	480
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	320
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	130
Neto masa u kg	0,80
Bruto masa u kg	1,22