

## WTS 510

Ugradbeno podnožje s ladicom  
za praktično punjenje i pražnjenje zahvaljujući povišenoj ugradnji.

EAN: 4002515137208 / Materijal: 09322300 / Stari broj materijala: 12996075D



- Puno prostora za pohranu zahvaljujući ladicu s Push-Pull funkcijom.
- Protuklizna podloga štiti sadržaj od klizanja
- Za perilice rublja: W1, W1 Classic i WT1 (osim WTZH/WTW)
- Za sušilice: T1 i T1 Classic
- Nije prikladno za postavljanje u stup
- WTS-visina: 35 cm
- Boja: Lopoč bijela