

VE P 2000

Patrona za potpunu demineralizaciju  
za optimalan sustav za obradu vode.

EAN: 4002515405307 / Materijal: 09773410 / Stari broj materijala: 69431101D



- Maks. protok: 450 l/h
- Stanje potroš. mjerivo putem mjeraca vodlj. ConductivityMeter CM
- Maks. temperatura dovoda vode 40 °C – tlak 0,5-10 bar
- Sadržaj smole 12,5 litara

Pripadnost proizvoda	
Perilice posuda sa svježom vodom	•
Spremnik za svježu vodu	•
Protočni spremnik za vodu perilice posuda	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Termo-dezinfektori	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Pribor uz uređaj	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•

VE P 2000

Patrona za potpunu demineralizaciju  
za optimalan sustav za obradu vode.

EAN: 4002515405307 / Materijal: 09773410 / Stari broj materijala: 69431101D



PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Sustav za obradu vode	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna
<b>Dimenzije i masa</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	410
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	0
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	0
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	425
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	250
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	250
Promjer u mm	230
Neto masa u kg	13,30
Bruto masa u kg	13,75