


A 100

Gornja košara

za optimalan prihvat injektorskih modula ili umetaka.



- Gornja košara s dva modularna priključka
- Za prihvat do 2 injektorska modula ili umetaka
- Automatsko zatvaranje sprege (spoja) kod nekorištenja
- Visina popunjavanja s modulom s plast. potporama iznosi 190 mm
- Dimenzije popunjavanja: širina 489, duljina 440 mm

EAN: 4002515460610 / Materijal: 09862320 / Stari broj materijala: 69610000D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Kategorija proizvoda	
Košara s priključenjem za modul	•
Gornja košara	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna
Područje primjene	
Obrada pipeta/bočica	•
Obrada laboratorijskog stakla	•
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	141
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	525
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	528
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	170
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	555
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	565
Neto masa u kg	2,80
Bruto masa u kg	3,49