


A 101

Gornja košara

podesivo po visini, za optimalan prihvat umetaka.



- Visina popunjavanja 160 +/- 30 mm, -širina 475 mm, -dubina 443 mm
- S ugrađenom prskalicom

EAN: 4002515460627 / Materijal: 09862340 / Stari broj materijala: 69610100D

Pripadnost proizvoda	
Perilice posuda sa svježom vodom	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Pribor uz uređaj	
PG 8063	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategorija proizvoda	
Gornja košara	•
Lafete/nosači za košare	•
Gornja košara	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Obrada ginekoloških instrumenata	•
Obrada HNO instrumenata	•
Obrada posuda	•
Obrada bubrežastih posuda	•
Obrada instrumenata za operaciju	•
Obrada različitog pribora	•
Obrada regulatora za disanje	•
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	206
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	528
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	527
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	230
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	555
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	580
Neto masa u kg	3,00
Bruto masa u kg	3,79