


A 102

Gornja košara

podesivo po visini, za optimalan prihvat umetaka.



- Visina popunjavanja 205 +/- 30 mm, -širina 475 mm, -dubina 443 mm
- S ugrađenom prskalicom

EAN: 4002515460634 / Materijal: 09862360 / Stari broj materijala: 69610200D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Termo-dezinfektori	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Pribor uz uređaj	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategorija proizvoda	
Lafete/nosači za košare	•
Gornja košara	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Obrada ginekoloških instrumenata	•
Obrada HNO instrumenata	•
Obrada dentalnih instrumenata	•
Obrada cipela za operacijske dvorane	•
Obrada posuda	•
Obrada bubrežastih posuda	•
Obrada instrumenata za operaciju	•
Kapacitet	
DIN-mrežaste košare [broj]	2
SPRI-mrežaste košare [broj]	1
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	206
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	528
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	527
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	230
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	540
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	565
Neto masa u kg	3,02
Bruto masa u kg	3,78