


A 103  
Gornja košara  
za optimalan prihvat umetaka.



- Visina popunjavanja: 95 mm mm, -širina 505 mm, -dubina 472 mm
- Posebno prikladno za obradu DIN sitastih košara
- Prikladno i za daljnju primjenu s niskim priborom za obradu
- S ugrađenom prskalicom

EAN: 4002515460641 / Materijal: 09862370 / Stari broj materijala: 69610300D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Lafete/nosači za košare	•
Gornja košara	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna
Maksimalna visina opremanja u mm	95
<b>Područje primjene</b>	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Obrada cipela za operacijske dvorane	•
Obrada instrumenata za operaciju	•
Obrada sitastih košara	•
Obrada različitog pribora	•
<b>Kapacitet</b>	
DIN-mrežaste košare [broj]	2
SPRI-mrežaste košare [broj]	1
<b>Standardni električni priključak</b>	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	133
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	528
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	528
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	170
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	545
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	560
Neto masa u kg	3,50
Bruto masa u kg	4,57