

A 150

Donja košara

za optimalan prihvat injektorskih modula ili umetaka.



- Donja košara s dva modularna priključka
- Za prihvat do 2 injektorska modula ili umetaka
- Automatsko zatvaranje sprege (spoja) kod nekorištenja
- Dimenzije popunjavanja: širina 494, duljina 440 mm

EAN: 4002515460672 / Materijal: 09862400 / Stari broj materijala: 69615000D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Kategorija proizvoda	
Košara s priključenjem za modul	•
Donja košara	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna
Područje primjene	
Obrada pipeta/bočica	•
Obrada laboratorijskog stakla	•
Obrada butirometara	•
Obrada mjernih cilindara	•
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	154
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	529
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	546
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	175
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	545
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	565
Neto masa u kg	2,61
Bruto masa u kg	3,29