

A 151

Donja košara

za prihvat tržišno uobičajenih DIN-sitastih košara kao i različitih umetaka.



- Visina opremanja ovisi o odabranoj gornjoj košari
- Širina opremanja: 490 mm, dubina: 498 mm

EAN: 4002515460689 / Materijal: 09862410 / Stari broj materijala: 69615100D

Pripadnost proizvoda	
Perilice posuda sa svježom vodom	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Termo-dezinfektori	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Pribor uz uređaj	
PG 8058	•
PG 8063	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategorija proizvoda	
Lafete/nosači za košare	•
Donja košara	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Obrada ginekoloških instrumenata	•
Obrada HNO instrumenata	•
Obrada dentalnih instrumenata	•
Obrada cipela za operacijske dvorane	•
Obrada posuda	•
Obrada bubrežastih posuda	•
Obrada bočica za bebe	•
Obrada instrumenata za operaciju	•
Obrada sitastih košara	•
Obrada različitog pribora	•
Obrada regulatora za disanje	•
Priprema zaštitnih maski za disanje	•
Obrada nosača za boce s komprimiranim zrakom	•
Kapacitet	
DIN-mrežaste košare [broj]	2
SPRI-mrežaste košare [broj]	1
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	88

A 151

Donja košara

za prihvat tržišno uobičajenih DIN-sitastih košara kao i različitih umetaka.



EAN: 4002515460689 / Materijal: 09862410 / Stari broj materijala: 69615100D

Vanjska dimenzija, neto širina u mm	529
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	522
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	120
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	545
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	555
Neto masa u kg	1,85
Bruto masa u kg	2,40