


A 200
Kolica
za optimalan prihvat 38 pipeta.



- Za prihvat 10 pipeta od 100 ml u redu 1, razmak 20 mm
- Za prihvat 14 pipeta od 25 ml u redu 2, razmak 26 mm
- Za prihvat 14 pipeta od 10 ml u redu 3, razmak 26 mm

EAN: 4002515460696 / Materijal: 09862420 / Stari broj materijala: 69620000D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Kategorija proizvoda	
Kolica za pipete	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna
Područje primjene	
Obrada pipeta/bočica	•
Kapacitet	
Pipete [broj]	38
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	397
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	529
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	546
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	270
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	525
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	540
Neto masa u kg	4,40
Bruto masa u kg	6,40