

A 202
Kolica
za optimalan prihvat 4 DIN sitastih košara.



- Prikladno za 4 DIN sitaste košare na 2 razine
- Okvir za umetke: može se izvaditi za obradu višeg pribora
- 6 dodatnih mogućnosti priključka pomoću Luer-Lock spoja.
- S ugrađenom prskalicom
- Razlikuju se dimenzije popunjavanja različitih razina

EAN: 4002515460719 / Materijal: 09862440 / Stari broj materijala: 69620200D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Pribor uz uređaj	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategorija proizvoda	
Kolica za umetke	•
Kolica za sitaste košare	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Obrada instrumenata za operaciju	•
Kapacitet	
DIN-mrežaste košare [broj]	4
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	223
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	529
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	542
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	235
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	550
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	560
Neto masa u kg	5,50
Bruto masa u kg	6,74