


A 303  
Modul  
za optimalan prihvat do 98 pipeta.



- Prikladno za pr. 98 mjernih i volumetrijskih pipeta
- Visina pridržnog okvira: 150 mm

EAN: 4002515460825 / Materijal: 09862560 / Stari broj materijala: 69630300D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Umetak/modul za pipete	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna
<b>Područje primjene</b>	
Obrada pipeta/bočica	•
<b>Kapacitet</b>	
Pipete [broj]	98
<b>Standardni električni priključak</b>	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	185
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	222
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	471
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	270
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	525
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	540
Neto masa u kg	2,50
Bruto masa u kg	3,50