


A 304
Modul
za optimalan prihvat do 98 cjevčica.



- Prikladno za npr. 98 cjevčica za centrifuge, viala, epruvete itd.
- Visine opremanja razlikuju se ovisno o pozicioniranju

EAN: 4002515460832 / Materijal: 09862570 / Stari broj materijala: 69630400D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Kategorija proizvoda	
Umetak/modul za epruvete	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna
Područje primjene	
Obrada pipeta/bočica	•
Kapacitet	
Bočice [broj]	98
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	130
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	222
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	471
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	270
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	525
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	540
Neto masa u kg	2,30
Bruto masa u kg	3,30