

A 801  
Adapter  
za primjenu AUF 1 i AUF 2 sa A 105/1.



EAN: 4002515460931 / Materijal: 09862940 / Stari broj materijala: 69680100D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Termo-dezinfektori	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Držač odn. adapter za prijenosne instrumente	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
<b>Područje primjene</b>	
Obrada dentalnih instrumenata	•
<b>Dimenzije i masa</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	50
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	50
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	50
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	12
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	80
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	120
Neto masa u kg	0,01
Bruto masa u kg	0,01