

A 802

Sapnica za pranje

za optimalno čišćenje pretinca za doziranje.



- Kod uporabe laborat. uređaja za pranje i dezin. s dozir. praška
- Za korištenje s injektorskim modulima
- Prikladno za ispiranje ostataka praška iz pretinca za doziranje

EAN: 4002515460979 / Materijal: 09863070 / Stari broj materijala: 69680200D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Pribor uz uređaj	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
Kategorija proizvoda	
Ostali pribor	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Dimenzije i masa	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	30
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	187
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	15
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	12
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	80
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	120
Neto masa u kg	0,02
Bruto masa u kg	0,02