

## A 803 Prihvat

za optimalan prihvat prijenosnih instrumenata.



- Iskoristivo u gornjoj košari A 105/1 povez. s filtra. cijevi A 800
- Prikladno za brojne nasadnike i koljičnike kao i turbine

EAN: 4002515460993 / Materijal: 09863100 / Stari broj materijala: 69680300D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Termo-dezinfektori	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Prihvat	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna
<b>Područje primjene</b>	
Obrada dentalnih instrumenata	•
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	32
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	32
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	40
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	80
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	95
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	110
Neto masa u kg	0,05
Bruto masa u kg	0,09