

DOS G 80 ProfiLine NER

Dozirna pumpa crijeva za spremnik od 5-10 l

s indikatorom stanja za ponovno punjenje tekućih sredstava.



- Prikladno za perilice posuđa serije uređaja PG 8080-83 SCVi
- 333 mm mm usisne cijevi za kanistar od 5 i 10 l
- Doziranje do 55 Milliliter ml u minuti
- Podesivo preko upravljanja perilice
- 4 poklopca za različite veličine isporučenih kanistra

EAN: 4002515522936 / Materijal: 09971980 / Stari broj materijala: 67747030NER

Pripadnost proizvoda	
Perilice posuđa sa svježom vodom	•
Pribor uz uređaj	
PG 8130	•
PG 8130 U	•
PG 8130 i	•
PG 8130 U/i	•
PG 8131 i	•
PG 8132 SCi	•
PG 8133 SCVi	•
Kategorija proizvoda	
Vanjski sustav za doziranje	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plastika
Boja	Siva
Brzina pražnjenja u ml/60 sek.	55
Duljina usisne cijevi u mm	333
Standardni elektr. priključak	
Broj faza	1
Nulti vodič	N
AC/DC	AC
Napon u V	200-230
Frekvencija u Hz	50
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,01
Osigurač u A	0
Dimenzije i masa	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	0
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	0
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	0
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	160
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	198
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	478
Neto masa u kg	2,15
Bruto masa u kg	2,52