

FM
FlowMeter
za mjerenje količine protoka i prikaz zamjene patrone.

EAN: 4002515537107 / Materijal: 10008910 / Stari broj materijala: 67809701D



- Prikladno za patrone za djelomičnu demineralizaciju
- Vizualni i zvučni prikaz za zamjenu patrone
- Zaslona od jednog retka, mogućnost priključka na vanjski LED
- Uključujući držač za zid
- Uključujući mrežni dio

Pripadnost proizvoda	
Perilice posuđa sa svježom vodom	•
Spremnik za svježu vodu	•
Protočni spremnik za vodu perilice posuđa	•
Pribor uz uređaj	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

FM
FlowMeter
za mjerenje količine protoka i prikaz zamjene patrone.

EAN: 4002515537107 / Materijal: 10008910 / Stari broj materijala: 67809701D



Kategorija proizvoda	
Sustav za obradu vode	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plastika
Boja	Crna
Dimenzije i masa	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	110
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	125
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	52
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	155
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	310
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	350
Neto masa u kg	1,85
Bruto masa u kg	2,49