

TE

Jednokratna smola  
za regeneraciju patrone za djelomičnu demineralizaciju vode

EAN: 4002515551530 / Materijal: 10020250 / Stari broj materijala: 67809510D



- 1 vrećica sa 25 litara sadržaja
- Za prazne patrone LP 2800 & patrone za potpunu demi. TE 2000/2800

Pripadnost proizvoda	
Perilice posuđa sa svježom vodom	•
Spremnik za svježiu vodu	•
Protočni spremnik za vodu perilice posuđa	•
Pribor uz uređaj	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•

TE

Jednokratna smola

za regeneraciju patrone za djelomičnu demineralizaciju vode

EAN: 4002515551530 / Materijal: 10020250 / Stari broj materijala: 67809510D



PTD 703	•
PTD 704	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Sustav za obradu vode	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Volumen u l	25
<b>Dimenzije i masa</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	0
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	0
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	0
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	140
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	530
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	580
Neto masa u kg	18,20
Bruto masa u kg	19,29