

PG 8595

Uređaj za pročišćavanje vode Aqua-Purificator  
za prihvata dvije patrone za punu odnos. djelomičnu demineralizaciju.



- Prikladno za VE/TE P 2800 & VE/TE P 2000
- Prikladno za VE/TE P 2800 & VE/TE P 2000
- Moguć prihvata za mjerač vodljivosti/mjerač protoka
- Moguć prihvata za ConductivityMeter/FlowMeter
- Vanjska dimenzija: V 835 (820 bez poklopca), Š 300, D 600 mm
- Vanjske dimenzije: V 835 (820 bez poklopca), Š 300, D 600 mm

EAN: 4002515558096 / Materijal: 10087310 / Stari broj materijala: 69859501D

Pripadnost proizvoda	
Perilice posuđa sa svježom vodom	•
Protočni spremnik za vodu perilice posuđa	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Termo-dezinfektori	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Pribor uz uređaj	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•

PG 8595

Uređaj za pročišćavanje vode Aqua-Purificator  
za prihvata dvije patrone za punu odnos. djelomičnu demineralizaciju.



EAN: 4002515558096 / Materijal: 10087310 / Stari broj materijala: 69859501D

PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Sustav za obradu vode	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Pocinčani lim, lopoč bijela
Boja	Lopoč bijela
<b>Standardni električni priključak</b>	
Broj faza	0
Napon u V	0-0
Frekvencija u Hz	0-0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00-0,00
Osigurač u A	0-0
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	835
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	300
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	600
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	900
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	400
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	740
Neto masa u kg	26,50
Bruto masa u kg	30,00