

PG 8596

Dozirni ormar

Za prihvat procesnih kemikalija i modula za doziranje



- 2 ladice koje se mogu izvaditi, za prihvat po 3 kanistra od 5 l
- Unutarnje dimenzije: V 285-690 , Š 250, D 425-555 mm
- Po razini 2 mogućnosti prihvata za module za doziranje
- Posuda za sakup. tekućine omogu. bolje pražnje. osta. iz kanistra

EAN: 4002515558317 / Materijal: 10087330 / Stari broj materijala: 69859601D

| Pripadnost proizvoda | |
|--|--------------|
| Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij | • |
| Termo-dezinfektori | • |
| Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina | • |
| Pribor uz uređaj | |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| Kategorija proizvoda | |
| Dozirni sustav | • |
| Svojstva proizvoda | |
| Boja | Lopoč bijela |
| Standardni električni priključak | |
| Broj faza | 0 |
| Napon u V | 0-0 |
| Frekvencija u Hz | 0-0 |
| Ukupna priključna vrijednost u kW | 0,00-0,00 |
| Osigurač u A | 0-0 |
| Dimenzije i težina | |
| Vanjska dimenzija, neto visina u mm | 835 |
| Vanjska dimenzija, neto širina u mm | 300 |
| Vanjska dimenzija, neto dubina u mm | 600 |
| Vanjska dimenzija, bruto visina u mm | 900 |
| Vanjska dimenzija, bruto širina u mm | 400 |
| Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm | 740 |
| Neto masa u kg | 26,50 |
| Bruto masa u kg | 30,00 |