

PG 8596

Dozirni ormar

Za prihvat procesnih kemikalija i modula za doziranje



- 2 ladice koje se mogu izvaditi, za prihvat po 3 kanistra od 5 l
- Unutarnje dimenzije: V 285-690 , Š 250, D 425-555 mm
- Po razini 2 mogućnosti prihvata za module za doziranje
- Posuda za sakup. tekućine omogu. bolje pražnje. osta. iz kanistra

EAN: 4002515558324 / Materijal: 10087340 / Stari broj materijala: 69859602D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Termo-dezinfektori	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Pribor uz uređaj	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategorija proizvoda	
Dozirni sustav	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0-0
Frekvencija u Hz	0-0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00-0,00
Osigurač u A	0-0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	835
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	300
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	600
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	900
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	400
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	740
Neto masa u kg	26,50
Bruto masa u kg	30,00