

UG 30-60/60-85

Zatvoreno postolje

za povišenje uređaja, dubine 60 cm, širine 60 cm.



- Prikladno za sve uređaje širine i dubine po 60 cm

EAN: 4002515558331 / Materijal: 10087350 / Stari broj materijala: 69306001D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Termo-dezinfektori	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Pribor uz uređaj	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategorija proizvoda	
Podgradni uređaji/podnožje	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	317
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	600
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	600
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	310
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	610
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	610
Neto masa u kg	9,70
Bruto masa u kg	11,10