


UG 30-90/60-85

Zatvoreno postolje

za povišenje uređaja uključ. bočni ormarić, dubine 60 cm i širine 90 cm.



- Upotrebljivo za Aqua Purificator PG 8595 i DOS ormarić PG 8596

EAN: 4002515558348 / Materijal: 10087360 / Stari broj materijala: 69309001D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Termo-dezinfektori	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Pribor uz uređaj	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategorija proizvoda	
Podgradni uređaji/podnožje	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	300
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	897
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	542
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	330
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	915
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	563
Neto masa u kg	13,40
Bruto masa u kg	15,00