

UBS 1

Komplet za pregradnju
za primjenu odabranih nosača za punjenje serije G 78 u seriji PG 85.



- Za starija kolica za punjenje s priključkom za sušenje

EAN: 4002515588970 / Materijal: 10131090 / Stari broj materijala: 69215014D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Pribor uz uređaj	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategorija proizvoda	
Komplet za pregradnju	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plastika
Boja	Crna
Dimenzije i masa	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	75
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	235
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	165
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	80
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	240
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	170
Neto masa u kg	0,10
Bruto masa u kg	0,17