

## UBS 2

Komplet za pregradnju  
za primjenu odabranih kolica serije G 78 u seriji PG 85.



- Za starija injektorska kolica bez priključka za sušenje

EAN: 4002515588987 / Materijal: 10131100 / Stari broj materijala: 69215015D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PG 8583	•
PG 8593	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Komplet za pregradnju	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna
<b>Standardni električni priključak</b>	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	90
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	129
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	295
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	125
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	165
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	350
Neto masa u kg	0,51
Bruto masa u kg	0,71