

## UBS 3

Komplet za pregradnju  
za primjenu odabranih gornjih košara serije G 78 u seriji PG 85.



- Za starije nosače za punjenje bez priključka za sušenje
- Za starije nosače za punjenje sa zavarenim dovodom vode

EAN: 4002515588994 / Materijal: 10131110 / Stari broj materijala: 69215016D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Termo-dezinfektori	•
Pribor uz uređaj	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategorija proizvoda	
Komplet za pregradnju	•
Svojstva proizvoda	
Boja	Plemeniti čelik, Crna
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	90
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	305
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	176
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	100
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	310
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	210
Neto masa u kg	0,59
Bruto masa u kg	0,69