

MC/2

Transportna kolica

podesivo po visini, za punjenje i pražnjenje uređaja za pranje i dezinfekciju.



- Ukjučujući 4 kotačića, 2 od njih podesiva
- 2 raz. odlag. (korit.) kao i stremen. ručka i lim za privezivanje

EAN: 4002515588628 / Materijal: 10138690 / Stari broj materijala: 69200109D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Pribor uz uređaj	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategorija proizvoda	
Sustav za pohranjivanje/transport	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1003
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	600
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	805
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1119
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	835
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	1280
Neto masa u kg	34,20
Bruto masa u kg	52,40