

GP CL H 0502 L

Sredstvo za čišćenje pećnice „OvenClean“, 500 ml
za najbolje rezultate čišćenja i sigurnu primjenu.

EAN: 4002515602522 / Materijal: 10162230 / Stari broj materijala: 22996290EU1



- Snažno odmašćivanje bez neugodnih mirisa
- Jednostavno čišćene zahvaljujući želatinastoj konzistenciji
- Prikladno i za PerfectClean funkciju
- Kratkotrajno vrijeme djelovanja od 10 min do maksimalno 1 sata
- Najbolja njega za dugogodišnju pouzdanost