

DGGL 50-40

Perforirana posuda za pripremu na pari  
za parnu pećnicu DG 7000 kao i parnu pećnicu s funkcijom mikrov. DGM 6000/7000.

EAN: 4002515603970 / Materijal: 10168190 / Stari broj materijala: 23996119EU1



- Za pripremu povrća, ribe, mesa i krumpira bez temeljca
- Savršeno za odmrzavanje zamrznutih namirnica
- Zapremnina: 2,2 l, iskoristive zapremnine: 1,6 l
- Vanjske dimenzije Š x D x V: 375 x 197 x 40 mm
- Nije prikladno za način rada sa mikrovalovima!