

DGG 50-80

Neperforirana posuda za pripremu na pari

za parnu pećnicu DG 7000 kao i parnu pećnicu s funkcijom mikrov. DGM 6000/7000.

EAN: 4002515603994 / Materijal: 10168230 / Stari broj materijala: 23996121EU1



- za pripremu jela u umacima, temeljcima kao i u vodi
- primjerice tjestenina, riža, juhe i nabujci
- Zapremnina: 4,2 l, iskoristive zapremnine: 3,6 l
- Vanjske dimenzije Š x D x V: 375 x 197 x 80 mm
- Nije prikladno za način rada sa mikrovalovima!