

DGGL 100-40

Perforirana posuda za pripremu na pari

za parnu pećnicu DG 7000 kao i parnu pećnicu s funkcijom mikrov. DGM 6000/7000.

EAN: 4002515604083 / Materijal: 10170300 / Stari broj materijala: 23996124EU1



- Za pripremu povrća, ribe, mesa i krumpira bez temeljca
- Savršeno za odmrzavanje zamrznutih namirnica
- Zapremnina: 4,0 l, iskoristive zapremnine: 3,4 l
- Vanjske dimenzije Š x D x V: 375 x 394 x 40 mm
- Nije prikladno za način rada sa mikrovalovima!