

GP CL KM 0252 L

Sredstvo za stakloker./pl. čelik, 250 ml
za najbolje rezultate čišćenja i sigurnu primjenu.

EAN: 4002515605769 / Materijal: 10173220 / Stari broj materijala: 22996291EU7



- Najbolji proizvod na tržištu — pobjednik testiranja u Švicarskoj
- Uklanja zaprljanja od masnoće, zapečene ostatke i mrlje od vode
- Formira se zaštitni sloj, koji olakšava sljedeće čišćenje
- Nježno čišćenje zahvaljujući finokristalnoj formulaciji
- Ne koristiti kod CleanSteel ili PerfectClean
- Najbolja njega za dugogodišnju pouzdanost