

## DOS G 80/72

Dozirna pumpa crijeva za kanistar od 20-30 l  
s indikatorom stanja za ponovno punjenje tekućih sredstava.



- Prikladno za sve perilice posuđa serije PG 8172
- 448 mm usisne cijevi za kanistar od 20 – 30 l
- Doziranje do 55 Milliliter ml u minuti
- Podesivo preko upravljanja perilice

EAN: 4002515648698 / Materijal: 10210160 / Stari broj materijala: 67747022D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Protočni spremnik za vodu perilice posuđa	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Vanjski sustav za doziranje	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plastika
Boja	Siva
Brzina pražnjenja u ml/60 sek.	55
Duljina usisne cijevi u mm	448
<b>Standardni elektr. priključak</b>	
Broj faza	1
Nulti vodič	N
AC/DC	AC
Napon u V	200-230
Frekvencija u Hz	50
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,01
Osigurač u A	0
<b>Dimenzije i masa</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	0
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	0
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	0
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	160
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	198
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	478
Neto masa u kg	1,91
Bruto masa u kg	2,13