


UG 30-90/70-85

Zatvoreno postolje

za povišenje uređaja, dubine 70 cm, širine 90 cm.



- Prikladno za sve uređaje širine 90 i dubine 70 cm

EAN: 4002515622506 / Materijal: 10210600 / Stari broj materijala: 69309002D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Pribor uz uređaj	
PG 8582 CD	•
PG 8583 CD	•
Kategorija proizvoda	
Podgradni uređaji/podnožje	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	317
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	900
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	700
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	310
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	610
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	610
Neto masa u kg	15,60
Bruto masa u kg	17,00