

UGT 44-60/85

Zatvoreno postolje, s vratima  
za ergonomsko punjenje i pražnjenje uređaja.



- Pruža mogućnost za pohranu primjerice procesnih kemikalija

EAN: 4002515647295 / Materijal: 10259260 / Stari broj materijala: 69506001D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Termo-dezinfektori	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Podgradni uređaji/podnožje	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	440
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	600
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	600
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	460
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	610
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	610
Neto masa u kg	5,00
Bruto masa u kg	6,40