

DKF 12-R
Reaktivirajući Longlife AirClean filter
za brojne Miele nape.

EAN: 4002515652510 / Materijal: 10271450 / Stari broj materijala: 28996362EU1



- S aktiv. ugljenom – učinkovito neutra. neugodne mirise od kuhanja
- Regenerira se dva puta godišnje jednostavno u pećnici
- Rok trajanja 3 godine
- Pridržavate li se intervala povoljnije je od jednokratnog filtra
- Sadržaj: 1 filter, dimenzija: 25,6 cm x 23,3 cm x 4,3 cm