


DKF 21-R
Reaktivirajući Longlife AirClean filter
za Miele napu DA 670x.

EAN: 4002515652527 / Materijal: 10271460 / Stari broj materijala: 28996363EU1



- S aktiv. ugljenom – učinkovito neutra. neugodne mirise od kuhanja
- Regenerira se dva puta godišnje jednostavno u pećnici
- Rok trajanja 3 godine
- Pridržavate li se intervala povoljnije je od jednokratnog filtra
- Sadržaj: 4 filtra, dimenzija: 42,8 cm x 10,0 cm x 1,9 cm