


DKF 25-R
Reaktivirajući Longlife AirClean filtar
za Miele nape DA 60x6 W/6796 W/699x W/769x W.

EAN: 4002515652534 / Materijal: 10271470 / Stari broj materijala: 28996364EU1



- S aktiv. ugljenom – učinkovito neutra. neugodne mirise od kuhanja
- Regenerira se dva puta godišnje jednostavno u pećnici
- Rok trajanja 3 godine
- Pridržavate li se intervala povoljnije je od jednokratnog filtra
- Sadržaj: 1 filtar, dimenzija: 33,7 cm x 30,5 cm x 1,9 cm