

UGT F10

za optimalno higijensko čišćenje ispod podnožja.

EAN: 4002515677438 / Materijal: 10328960 / Stari broj materijala: 69506101D



- Sastoji se od 4 nožice
- Čvrsto pričvršćeno za podgradnju

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Termo-dezinfektori	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Pribor uz uređaj	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategorija proizvoda	
Podgradni uređaji/podnožje	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	83
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	45
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	45
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	105
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	190
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	60
Neto masa u kg	5,00
Bruto masa u kg	6,40