


DKF 1000-R

Reaktivirajući Longlife AirClean filter
protiv neugodnih kuhinjskih mirisa.

EAN: 4002515745489 / Materijal: 10427040 / Stari broj materijala: 28996369EU1



- za DUU 1000-2 i DUU 1500
- za CSDA1xxx/CSDA700x/
KMDA763x/KMDA7476/
KMDA7774 u načinu rada na
kruženje zraka
- Pridržavate li se intervala povoljnije
je od jednokratnog filtra
- Regenerira se dva puta godišnje
jednostavno u pećnici
- Rok trajanja 3 godine