

UG 811-30

Postolje, zatvoreno

za ergonomsko punjenje i pražnjenje perilice rublja.



EAN: 4002515761175 / Materijal: 10496780 / Stari broj materijala: 59081102D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Perilice rublja	•
<b>Pripadnost uređaja/pribora</b>	
PW 811	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Podgradni uređaji/podnožje	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
<b>Dimenzije i masa</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	290
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	785
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	825
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	310
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	785
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	815
Neto težina [kg]	24,10
Bruto masa u kg	29,00